

Vorbereitung en instructies voor gebruik van de compressor bij een nieuwe patiënt.

Verhuur van de
PARI BOY® Classic compressor,
bedoeld voor thuisgebruik



De volgende instructies hebben betrekking op eigenaren (apotheken, thuiszorg bedrijven, instellingen) van de PARI BOY® Classic. Alvorens de compressor uit te leveren aan een nieuwe patiënt, dienen de volgende zaken te worden gecontroleerd en opgevolgd: technische staat, onderhouds- en hygiënevoorschriften:

Vervanging van artikelen voor eenmalig gebruik

- Een complete en nieuwe vernevelaar, inclusief masker of mondstuk, inclusief slang, bij iedere nieuwe patiënt.
- Het witte filter in de compressor dient ieder jaar, iedere 200 uur EN bij iedere nieuwe patiënt vervangen te worden.

Algemene controles

In geval van zichtbare beschadigingen aan de behuizing en het exterieur, of wanneer de compressor extreem vervuild is in het bijzonder rond de aansluitopeningen van slang en snoer, raden wij u aan de compressor te retourneren aan de afdeling technische service.

Controle van de prestaties

Controleer de druk van de compressor met behulp van een goedgekeurde manometer, voorzien van een flow-ventiel equivalent aan een Pari vernevelaar (zoals de PARI PG41 drukmeter) voor iedere uitlevering. De drukmeter dient op te lopen tot 1,6 (+/- 0,2 bar) bij inschakeling.

Indien vervolgens de gemeten druk lager wordt dan 1,2 bar, dient u de compressor na te laten zien door de technische service van Pari via uw leverancier.

Pari verhuurcompressor, bedoeld voor thuisgebruik: instructies ter voorbereiding voor levering aan een nieuwe patiënt

Hygiëne

De behuizing van de compressor en de koffer kunnen allereerst worden gereinigd met een oppervlaktereiniger.

De behuizing van de compressor en de koffer kunnen vervolgens worden gedesinfecteerd met een product dat goedgekeurd is door de DGHM (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie) of bijvoorbeeld de richtlijnen van het RIVM (Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu) of het WIV (Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid). Indien ontsmettingsmiddel in de compressor lekt, dient u deze door de afdeling technische service van Pari of een van haar distributeurs te laten controleren.

Als de compressor is ingezet bij een patient met een zeer besmettelijke longziekte (waarbij methicilline-resistente staphylococcus aureus, ofwel MRSA, Koch-bacillen (Mycobacterium tuberculosis) of enig ander kwaadaardige ziekte betrokken is geweest), raden wij u aan contact met Pari op te nemen alvorens de compressor opnieuw in te zetten bij een nieuwe patient.

Onderdelen controle

Alle ontbrekende onderdelen moeten worden vervangen (zie de handleiding voor een volledige lijst).

Documentatie

De volledige handleidingen (compressor EN vernevelaar) dienen bijgeleverd te worden bij iedere nieuwe patient.

