



Flocare Infinity

Flocare Infinity is een compacte, lichtgewicht enterale voedingspomp, met een innovatieve technologie, waardoor optimale veiligheid en gebruiksgemak wordt geboden. De Flocare Infinity pomp kan makkelijk worden meegenomen.

Indicaties

- continue of portietoediening van Nutrison
- ambulante en niet-ambulante patiënten

Gebruik

- te gebruiken in combinatie met de Flocare Infinity Pack of universele pompsets
- toedieningssnelheid van 1-400 ml/uur
- stapgrootte: 1 ml
- volume: 1-4000 ml
- 24 uur accuvermogen bij 125 ml/uur
- gewicht: 392 gram

Verpakking

- per stuk in een doos

Artikelnummer*

35676 Flocare Infinity voedingspomp



Flocare Infinity+

Flocare Infinity+ is net als de Flocare Infinity een compacte, lichtgewicht enterale voedingspomp, met optimale veiligheid en gebruiksgemak. Ten opzichte van de Flocare Infinity is de Flocare Infinity+ extra uitgerust met een intermitterende bolusfunctie.

Indicaties

- continue, portie *en intermitterende bolustoediening* van Nutrison
- ambulante en niet-ambulante patiënten

Gebruik

- te gebruiken in combinatie met de Flocare Infinity Pack of universele pompsets
- toedieningssnelheid van 1-400 ml/uur
- intermitterende bolusfunctie: bolus volume: 1-500 ml
- bolus snelheid: 400 ml/u of 600 ml/u
- bolus interval: 30 min - 12 uur
- 24 uur accuvermogen
- gewicht: 392 gram

Verpakking

- per stuk in een doos

Artikelnummer*

35677 Flocare Infinity+ voedingspomp