

## M50 und OC-E SAUERSTOFFKONZENTRATOREN



# M50

## SAUERSTOFFKONZENTRATOR

Der leichte, ergonomisch gestaltete Sauerstoffkonzentrator M50 vereinfacht das Leben von Patienten, die eine Langzeit-Sauerstofftherapie (LTOT) benötigen.

Der M50 liefert eine hohe Sauerstoffkonzentration mit Flussraten von bis zu 5 Litern pro Minute, wodurch die Lebensqualität der Patienten bedeutend verbessert wird. Das kompakte Design des M50 ermöglicht eine einfache Bedienung und Wartung. Der integrierte Sauerstoffsensord überwacht die Sauerstoffkonzentration und gibt bei zu niedriger Sauerstoffkonzentration einen Alarm ab, um einer Sauerstoffunterversorgung vorzubeugen.



## EIGENSCHAFTEN

- Geringes Gewicht - nur 14 kg
- Kompaktes Design mit einem Griff zur einfachen Handhabung
- Einstellbare Durchflussmenge, bis zu 5 Liter pro Minute
- Feuersichere Sauerstoffaustrittsöffnung
- Alarm bei niedriger Sauerstoffkonzentration
- Passend für alle gängigen Befeuchtertypen
- Geringer Geräuschpegel
- Zwei Jahre Garantie



Art. Nr.	Bezeichnung
304052021	M50 Sauerstoffkonzentrator EU Anschluss
14090417	Einweg Befeuchterflasche
14090328	int. Bakterienfilter für M50, OC-E80 und OC-E100
501150007	Grobstaubfiltervlies
501010182	M50 Abdeckung für Grobstaubfiltervlies
501010261	HaupteingangsfILTER für M50, OC-E80 und OC-E100
501010191	M50 Gehäuse für HaupteingangsfILTER
501010183	M50 Filterfach-Deckel für HaupteingangsfILTER

TECHNISCHE DATEN	
Flowrate (l/min)	1-5
Flow Modus	Konstant
Sauerstoffkonzentration	93% (+/- 3%)
Gewicht	15.2kg (31lbs)
Abmessungen (HxBxT)	600x390x230 mm
Ausgangsdruck (bar)	0.5+0.05
Betriebsspannung	230V/50Hz
Leistungsaufnahme	300W
Geräuschpegel	<42dB
Betriebstemperatur (°C)	10-40
Klassifizierung	Klasse IIa
Luftfeuchtigkeit (%)	< 80
Sauerstoffalarm	geringe O2-Konzentration: 82 %
zusätzliche Funktion	Metallischer O2-Ausgang (Brand-schutz),

# OC-E SERIE

## SAUERSTOFFKONZENTRATOREN

Die Sauerstoffkonzentratoren OC-E80 und OC-E100 versorgen die Patienten mit bis zu 8 bzw. 10 Litern pro Minute. Ein dreifarbig Balken auf dem großen LCD-Bildschirm hilft dem Patienten die Sauerstoffkonzentration zu überwachen. Für zusätzliche Sicherheit sorgt der Alarm bei geringer Sauerstoffkonzentration. Das kompakte Design ermöglicht eine einfache Handhabung und der niedrige Geräuschpegel belastet den Patientenalltag nicht.



## EIGENSCHAFTEN

- Kompaktes Design zur einfachen Handhabung
- Echtzeit Display für die Sauerstoffkonzentration
- Großer LCD Farbbildschirm
- Geräuscharm
- Passend für alle gängigen Befeuchtertypen
- Zwei Jahre Garantie



Art. Nr.	Bezeichnung
301082004	OC-E80 Sauerstoffkonzentrator 8 LPM EU
301102013	OC-E100 Sauerstoffkonzentrator 10 LPM EU
14090417	Einweg Befeuchterflasche
14090328	int. Bakterienfilter für M50, OC-E80 und OC-E100
501010010	Grobstaubfiltervlies für OC-E80 und OC-E100
501010058	Abdeckung für Grobstaubfiltervlies für OC-E80 und OC-E100
501010261	HaupteingangsfILTER für M50, OC-E80 und OC-E100
501010063	Filterfach-Deckel für HaupteingangsfILTER für OC-E80 und OC-E100

TECHNISCHE DATEN	OC-E80	OC-E100
<b>Flowrate (l/min)</b>	1-8	1-10
<b>Flow Modus</b>	Konstant	Konstant
<b>Sauerstoffkonzentration</b>	93% (+/- 3%)	93% (+/- 3%)
<b>Gewicht</b>	25kg (55lb)	25kg (55lb)
<b>Abmessungen (HxBxT)</b>	381x347x689 mm	381x347x689 mm
<b>Ausgangsdruck (bar)</b>	0.05	0.05
<b>Betriebsspannung</b>	230V/50Hz	230V/50Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	510W	650W
<b>Geräuschpegel</b>	< 50 dBA	< 50 dBA
<b>Betriebstemperatur (°C)</b>	10-40	10-40
<b>Klassifizierung</b>	Klasse IIa	Klasse IIa
<b>Luftfeuchtigkeit (%)</b>	< 80	< 80
<b>Sicherheit: Alarme &amp; Funktionen</b>	Stromausfall, hoher/niedriger Druck. Niedrige O2-Konzentration, Temperatur, Stromüberlastung, Überspannungsschutz, ThermoSchalter, 40psi Druckbegrenzungsventil	

## REGIONAL OFFICES

### EUROPE

---

CZECH REPUBLIC  
FRANCE  
GERMANY  
HUNGARY  
ITALY  
POLAND  
PORTUGAL  
ROMANIA  
RUSSIA  
SPAIN  
SWEDEN  
UNITED KINGDOM & IRELAND

### AMERICA

---

LATIN AMERICA  
MEXICO  
USA

### ASIA

---

CHINA  
INDIA

