



## BodyGuard 323

De BodyGuard 323 is een elektronische infuuspomp voor ambulante en stationaire gebruik. Daarnaast is de BodyGuard 323 compact, licht en heeft een ingebouwde, oplaadbare accu. De patiënt is zeer mobiel en de infuustherapie hoeft op die manier de dagelijkse activiteiten niet te belemmeren.

### Gebruiksgemak

De BodyGuard 323 is door zijn heldere menustructuur en overzichtelijke toetsenbord eenvoudig te bedienen. Dit draagt bij aan een eenvoudige overgang van stationair naar ambulante gebruik. Het apparaat heeft een ingebouwde accu waardoor er geen extra kosten bijkomen voor batterijen.

### Eigenschappen

- Continue infusie
- Intermittente infusie
- Totale parentale voeding
- Diverse alarmmeldingen aanwezig
- 3 verschillende beveiligingsniveau's
- Apparaat historie aanwezig