



Zen-0 lite

Langdurige zuurstoftoediening is een erkende zorgmethode voor veel patiënten met COPD. Zen-0 lite is een draagbare lichtgewicht zuurstofconcentrator waarmee patiënten thuis of onderweg zuurstof krijgen toegediend. Daardoor kunnen zij hun actieve leefstijl behouden.

Toedienen naar behoefte

Zen-0 lite dient in de pulse modus tot 1050 ml aan zuurstof toe en kan aangepast worden in stappen van 0,5 tot stand 5. Zen-0 lite past de hoeveelheid toe te dienen zuurstof automatisch aan op de ademhalingsnelheid van de patiënt.



Technische gegevens

| | |
|-----------------------------|---|
| Afmetingen (BxDxL) | 249mm x 97mm x 235mm |
| Gewicht | 2,5kg zonder draagtas |
| Concentratie | 87% - 96% bij alle standen |
| Maximale zuurstofafvoerdruk | 20,5 psi |
| Instelling | Van 1 tot 5, in te stellen in stappen van 0,5 |
| Gebruiksduur batterij | Ongeveer vier uur (bij stand 2) |

Gebruiksvriendelijk

De Zen-0 lite is voorzien van eenvoudig te begrijpen, intuïtieve knoppen en een lcd-scherm, zodat het apparaat gemakkelijk te bedienen is.

Licht

Zen-0 lite weegt slechts 2,5 kg. De patiënt kan het apparaat dus makkelijk thuis én onderweg gebruiken. Met de flexibele Zen-0 lite kunnen patiënten die aanvullende zuurstoftoediening nodig hebben weer onafhankelijk zijn.

Alarm

Zen-0 lite is voorzien van diverse hoor- en zichtbare alarmsignalen, waarop de gebruiker een vereiste actie moet ondernemen.

Vervangbare zeefmodules

Zen-0 lite is voorzien van eenvoudig te vervangen zeefmodules. De gebruiker zelf of de zuurstofprovider kan de zeefmodules binnen vijf minuten omwisselen.

