

Huisman medisch

* Huntleigh D900 doppler met 8Mhz probe



De Dopplex D900 is een gunstig geprijsde, non-directioniële Doppler zonder display, die in principe wordt gebruikt voor ABPI-metingen door verpleegkundigen en doctoren, die zich bezig houden met de behandeling van ulcus cruris.

- Duidelijk geluid van de bloedstroom of foetale hartslag.
- Verbeterde batterij management
- Compatibel met de complete range van vasculaire probes.
- In combinatie met de Easy 8 probe is deze uitstekend voor de onregelmatige gebruiker om brachiale en pedale arteriën te localiseren.
- Grote draagtas
- Koptelefoon inbegrepen
- Garantie 5 jaar op de dopplerunit en 1 jaar op de probe en kabel
- Veiligheidsnormen: EN60601-1:1990, 1EC60601-1:1998, EN60601-1-2:1993
- Gewicht (inclusief batterij & 1 sonde) 295 gram
- Afmeting (hoofdapparaat) hoogte 140 mm, breedte 74 mm, diepte 27 mm
- Batterij 9 volt alkaline-6LR61, 6LF22 of aanbevolen equivalent bijv MN1604.