

BioTouch onderzoekshandschoenen










Onze single patient use BioTouch nitrile onderzoekshandschoenen, zijn vervaardigd van nitrile met biodegradable (BDG) additief en zijn bestemd voor het beschermen van zowel de patient als drager tegen kruisbesmetting en micro-organismen.

BDG is een gepolymeriseerde "voedingsbron", die speciaal is samengesteld om microben aan te trekken die vooral op het land voorkomen. Deze biologische afbraakmethode is strikt enzymatisch. Wanneer bacteriën het BDG-materiaal consumeren, scheiden zij een enzym uit dat de polymeerketen oplost en de-polymeriseert, zodat de microben het resterende polymeer op natuurlijke wijze kunnen afbreken.

Wat is BDG-technologie?


BDG drop-in technologie is geïntegreerd in het bestaande productieproces zonder afbreuk te doen aan de productkwaliteit en -veiligheid.

Eigenschappen:

-  Ondersteunt duurzaamheid voor een groener milieu
-  Betrouwbare oplossing voor een milieuvriendelijke afvalverwerking
-  Verbetert het milieu en de groene bijdrage van uw organisatie
-  Bewezen biologische afbreekbaarheid op basis van ASTM D5526
-  Betere ASTM D5511-biodegradatieprestaties in vergelijking met andere
-  Poedervrij, soft touch, nitrile
-  Getextureerde vingertip
-  Behoudt dezelfde handschoeneigenschappen en houdbaarheid als standaard nitrile onderzoekshandschoenen
-  Latex vrij



Het biodegradable-proces



Artikelnr.	Omschrijving	Verp.
400.101	BioTouch onderzoekshandschoenen, nitrile, blauw, XS	10 x 100
400.111	BioTouch onderzoekshandschoenen, nitrile, blauw, S	10 x 100
400.121	BioTouch onderzoekshandschoenen, nitrile, blauw, M	10 x 100
400.131	BioTouch onderzoekshandschoenen, nitrile, blauw, L	10 x 100
400.141	BioTouch onderzoekshandschoenen, nitrile, blauw, XL	10 x 100

