



## Cubescan BioCon-900

De Cubescan BioCon-900 is een hand-held, niet-invasief ultrasoon apparaat dat het blaasvolume snel en gemakkelijk meet. Een ingebouwde printer in het docking station biedt de mogelijkheid tot printing on-site. Daarnaast beschikt de Cubescan BioCon-900 over de Vision functie (real-time ultrasound beelden) voor lokalisatie van de blaas.

### Eigenschappen

- Real-time beelden voor lokalisatie van de blaas
- Male, female en pediatric functie
- Residubepaling (kleine volumes)
- Snel en betrouwbaar scanresultaat
- Zeer eenvoudig te bedienen
- Vergeleken met andere producten, een diepere scandiepte tot wel 230mm
- Opslag naar PC via USB of SD-kaart
- In staat om het blaasvolume te meten in slechts 3 seconden
- Wanneer volledig opgeladen in staat om ca. 1500 scans uit te voeren
- Barcodelezer of Image Capture is beschikbaar voor identificatie van de patiënt na het scannen