



Cubescan BioCon-900S

De Cubescan BioCon-900S is een hand-held, niet-invasief ultrasoon apparaat dat het blaasvolume snel en gemakkelijk meet. De Cubescan BioCon-900S beschikt over de Vision functie (real-time ultrasound beelden) voor lokalisatie van de blaas. Daarnaast heeft de Cubescan BioCon-900S een 2,7 inch touch screen ten opzichte van de 2,4 inch van de Cubescan Bio-Con 900.

Eigenschappen

- Real-time beelden voor lokalisatie van de blaas
- Male, female, female en pediatric functie
- Residubepaling (kleine volumes)
- Snel en betrouwbaar scanresultaat
- Zeer eenvoudig te bedienen
- Vergeleken met andere producten, een diepere scandiepte tot wel 230mm
- Opslag naar PC via USB of SD-kaart
- In staat om het blaasvolume te meten in slechts 3 seconden
- Mogelijkheid tot scannen bij vrouwen zonder baarmoeder
- Barcodelezer of Image Capture is beschikbaar voor identificatie van de patiënt na het scannen
- Printen kan enkel middels aanschaf van een docking station