

# Welch Allyn Braun ThermoScan® PRO 6000-oorthermometer

## Productspecificaties:



Type instrument	Infrarood trommelvliesthermometer met wegwerpoorkapjes
Meettijd	2 tot 3 seconden
Ingebouwde richttechnologie	ExacTemp™ draagt bij aan betrouwbare en nauwkeurige metingen door tijdens een meting te bepalen of de sonde stabiel is geplaatst
Weergave van temperatuurbereik	20° C tot 42,2° C (68° F tot 108° F)
Niet-aangepaste gebruiksmodus	In deze modus meet de thermometer uitsluitend de ongecorrigeerde temperatuur van het oor (vereist een oplader)
Type display	Lcd-scherm met achtergrondverlichting, vier cijfers en speciale pictogrammen
Resolutie van het display	0,1° C (0,1° F)
Laboratoriumprecisie	±0,2° C (±0,4° F) binnen een bereik van 35,0° C tot 42,0° C (95° F tot 107,6° F)
Gebruikstemperatuur	10,0° C tot 40,0° C (50° F tot 104° F)
Vochtigheid tijdens gebruik	Tot 95% niet-condenserend
Opslagtemperatuur	-25° C tot 55° C (13° F tot 131° F)
Vochtigheid tijdens opslag	15-95% niet-condenserend
Schakelt automatisch uit	Circa 10 seconden na laatste meting
Opties voor plaatsingsstation	Kleine enkeldoos (voor 20 oorkapjes), grote dubbeldoos (voor 40 oorkapjes)
Beveiligingsoptie - elektronisch	Tijdsintervaltimer (vereist een oplader)
Beveiligingsoptie - mechanisch	Groot plaatsingsstation met wandbevestiging en optionele veiligheidshaken
Overige functies	Hartslagtimer, geheugen terughalen en toetsen voor omzetten C/F
Optionele accessoires	Oplader met oplaadbare batterijen, veiligheidshaken
Batterij	2 × AA (Alkaline), type 1,5 V of oplaadbare batterijen
Levensduur batterij	1.000 metingen (AA Alkaline); 700 metingen met volledig opgeladen oplaadbare batterijen (vereist een oplader)
Gewicht	100 g (3,6 oz), zonder batterijen
Afmetingen	152 mm × 44 mm × 33 mm (6 × 1,7 × 1,3 inch)
Normen	ASTM 1965-98, EN 12470-5:2003, MDD (93/42/EEC) Annex II
Garantie	3 jaar (thermometer, oplader en oplaadbare batterijen)